

# VIET NAM GAS CO., LTD

Head office: 63/6 Phan Tây Hồ, Ward:7, Phú Nhuận District, Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 84-8-35510048/39954632 Fax: 08-35510049 Email: [gasvnco@vnn.vn](mailto:gasvnco@vnn.vn)  
Factory :2 Hamlet, Khánh Bình Village, Tân Uyên Dist., Bình Dương Province

## BẢNG CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

Tên hàng hoá: Găng tay y tế không bột (Vinyl Exam Powder free glove)

Hãng sản xuất: Greatglove (Xinghua)

Nước sản xuất: Trung Quốc

Chủng loại	Găng tay cao su không bột/ Vinyl
Chất liệu	Găng tay cao su tổng hợp
Màu sắc	Màu Trắng
Độ dài	Nhỏ nhất: 235mm - Lớn nhất: 245mm
Kích thước	Size S, M, L
Độ dày mỏng	Nhỏ nhất: 5.0 gm cho size S, Lớn nhất 5.2gm cho size M Nhỏ nhất: 5.3gm cho size M, Lớn nhất 5.5gm cho size M Nhỏ nhất: 5.5 gm cho size S, Lớn nhất 5.7gm cho size M

TP. HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2017

CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM

CÔNG T. Giám Đốc

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

GAS VIỆT NAM

PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Hồng