


## BANH PHẪU THUẬT

**GIÁM ĐỐC**



*KS. Nguyễn Văn Lịch*



**Tên khác:** banh phẫu thuật, banh mô,...

**Danh mục:** banh

**Công dụng:** Dùng để giữ và dặt các mô không cần thao tác, tạo không gian, tránh tổn thương khi thao tác ở các vùng lân cận.

**Mô tả:** Banh với các hình dáng ở đầu có sự khác biệt, do đó mỗi banh sẽ tương ứng với các vùng chuyên biệt.

**Lưu ý:** Khi sử dụng, nên cầm banh với lực tay vừa phải. Tránh trường hợp cầm quá chặt hoặc lỏng lẻo dễ dẫn đến việc rơi hoặc thao tác chậm ảnh hưởng đến vết thương. Vệ sinh và tiệt trùng kẹp bằng dung dịch sát trùng trước và sau khi sử dụng