

GIÁM ĐỐC

DAO LƯỚI LIÊM



KS. Nguyễn Văn Lịch



Tên khác: Dao róc, dụng cụ tách.

Phân nhóm: Nhóm dao.

Công dụng: Dụng cụ dao là một thiết bị chuyên dụng mà các bác sĩ phẫu thuật sử dụng để cạy các cơ bắp lên để lộ xương và thực hiện phẫu thuật cắt mô hay xương.

Mô tả: Dụng cụ dao là một thiết bị chuyên dụng mà các bác sĩ phẫu thuật sử dụng để cạy các cơ bắp lên để lộ xương và thực hiện phẫu thuật cắt mô hay xương. Nó bao gồm các đặc tính kỹ thuật: Đầu nhọn, cong, bề mặt làm việc lưỡi dao, tay cầm rỗng, thép không gỉ, có thể tái sử dụng.

Lưu ý: Kiểm tra các dụng cụ trước mỗi lần sử dụng để phát hiện các bộ phận bị hỏng, nứt, sứt mẻ hoặc mòn. Không bao giờ để máu khô trên dụng cụ. Tránh dụng cụ bằng nước cất, nước lọc. Không bao giờ sử dụng nước máy vì nó có chứa các khoáng chất có thể để lại cặn (vết bẩn) trên bề mặt thiết bị.