


**GIÁM ĐỐC**



*KS. Nguyễn Văn Lịch*



## **DỤNG CỤ NẠO XOANG**

**Tên khác:** Dụng cụ róc, dụng cụ nạo, dụng cụ móc.

**Phân nhóm:** Nhóm nạo.

**Công dụng:** Dụng cụ nạo dùng để nạo mô hoặc xương.

**Mô tả:** Dụng cụ nạo là một thiết bị chuyên dụng mà các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình sử dụng để khoét xương phát triển bất thường và các mô cứng khác, nhằm thực hiện một số quy trình phẫu thuật nhất định. Đầu tròn & hình bầu dục phù hợp với nhiều cách tiếp cận, kích thước thìa từ 2.0 đến 8.0mm để cạo các bề mặt khác nhau.

**Lưu ý:** Kiểm tra các dụng cụ trước mỗi lần sử dụng để phát hiện các bộ phận bị hỏng, nứt, sứt mẻ hoặc mòn. Không bao giờ để máu khô trên dụng cụ. Tráng dụng cụ bằng nước cất, nước lọc. Không bao giờ sử dụng nước máy vì nó có chứa các khoáng chất có thể để lại cặn (vết bẩn) trên bề mặt thiết bị.