

QUE THĂM, DÒ

GIÁM ĐỐC



KS. Nguyễn Văn Lịch

Tên khác: Que thông phẫu thuật

Danh mục: Định hướng và thăm dò

Công dụng: Dùng để thăm dò vết thương, kiểm tra miệng, dò đường dò hậu môn.

Mô tả: Được làm từ thép không gỉ, một đầu nhỏ có chức năng thăm dò, đầu còn lại phẳng hình cách bướm

Lưu ý: Tiệt trùng cẩn thận trước và sau khi sử dụng.