


GIÁM ĐỐC



KS. Nguyễn Văn Lịch



ỐNG HÚT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT

Tên khác: ống hút phẫu thuật,...

Danh mục: ống hút dùng trong phẫu thuật.

Công dụng: hút máu, dịch,... trong phẫu thuật, làm sạch được thở. Thường được dùng nhiều trong nha khoa, phẫu thuật amidan.

Mô tả: Được sản xuất từ nhựa an toàn hoặc thép không gỉ, đầu hút rỗng và cứng, đầu hút có hình củ để tiếp cận thanh quản nhanh chóng và không gây tổn thương, đầu hút có lỗ mở để dễ dàng vệ sinh. Ống thông được thiết kế cong để dễ tiếp cận các cơ quan.

Lưu ý: Có sẵn ống thông nhiều kích thước giúp dễ dàng thay thế trong các trường hợp khác nhau. Vệ sinh các thiết bị tiệt trùng, ống hút. Ống thông tái sử dụng cần được tiệt trùng và lưu trữ cẩn thận.