


**GIÁM ĐỐC**



*KS. Nguyễn Văn Lịch*



## **NHÓM KÈM**

**Bao gồm:** kèm blakesley, kèm cắt, kèm sinh thiết.

**Danh mục:** Kềm

**Công dụng:** dùng để cắt các mô, sử dụng trong chuyên khoa tai mũi họng. Đầu kềm và lưỡi cắt được thiết kế chuyên dụng để dễ dàng phục vụ các phẫu thuật viên.

**Mô tả:** Đầu kềm với nhiều hình dáng và các răng giữ khác nhau, được dùng cho các mục đích chuyên dụng.

**Lưu ý:** Khi sử dụng, nên cầm kềm với lực tay vừa phải. Tránh trường hợp cầm quá chặt hoặc lỏng lẻo dễ dẫn đến việc rơi hoặc thao tác chậm ảnh hưởng đến vết thương. Vệ sinh và tiệt trùng kềm bằng dung dịch sát trùng trước và sau khi sử dụng.