


GIÁM ĐỐC

KÉO PHẪU THUẬT



KS. Nguyễn Văn Lịch



LC-007-001

Tên khác: Kéo phẫu thuật, kéo khâu, kéo y tá.

Danh mục: Cắt và mổ xẻ **Công dụng:** Dùng để cắt chỉ khâu, băng gạc và các vật liệu khác; lưỡi sắc được sử dụng để cắt các mô cứng hơn và thường được sử dụng để mổ xẻ; lưỡi cùn được sử dụng để cắt các vật liệu như ống hoặc gạc.

Mô tả: Kéo cắt và gọt đa năng với các cấu hình đầu nhọn / cùn, sắc / bén, hoặc cùn / cùn; thẳng hoặc cong và độ sắc nét và độ dài khác nhau.

Lưu ý: Vít phải được vặn chặt; kiểm tra các dấu hiệu hao mòn và mài lưỡi thường xuyên khi cần thiết.