

# **Bản tiêu chuẩn sản phẩm**

*Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số*

*Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022*

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

**Giám đốc**

**Nguyễn Thị Kim Chi**

## Technical Specifications

**Article No.:** 1) 10-9546-01  
2) 10-9547-01

**Product Name:** 1) Phadia™ Maintenance Solution Small  
2) Phadia™ Maintenance Solution Large

**Intended Use:** Phadia Maintenance Solution is intended for cleaning of Phadia™ instruments

**Product Components:** The product consists of:

- 10-9546-01: 10 x 23 ml
- 10-9547-01: 8 x 77 ml

### Technical Specifications:

Components	Parameters	Specifications
Phadia™ Maintenance Solution	Appearance	Clear
	Physical State	Liquid
	pH	11-14

Date: May 23, 2022	Signed by: Jenny Nystrand
	Title: Regulatory Affairs Manager

Manufacturer:  
Phadia AB  
Rapsgatan 7P,  
P.O. Box 6460,  
751 37 Uppsala,  
Sweden

Manufacturing site:  
Bioanalytic GmbH  
Waldmatten 10-13  
79224 Umkirch  
Germany

**Phadia AB**  
Rapsgatan 7P, P.O. Box 6460  
751 37 Uppsala, Sweden  
*Jenny Nystrand*  
Jenny Nystrand  
Regulatory Manager