



MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên TTBYT:	:	Bàn khám bệnh
Chủng loại/ Mã sản phẩm	:	Xem trên bao bì
Số lưu hành	:	xxxxxxxxxxxxxx
Hướng dẫn sử dụng	:	B1: Lắp nệm: Đặt nệm lên bàn khám sao cho phần vải nối giữa 2 mảnh nệm nằm ở mặt trên; dính các tai nệm vào những móc chờ sẵn trên bàn khám. B2: Điều chỉnh nâng/ hạ phần đầu bàn khám cho phù hợp với bệnh nhân
Chủ sở hữu số lưu hành	:	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT
Địa chỉ	:	481A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ sở hữu thiết bị y tế	:	Better Medical Technology Co.,Ltd
Nhà sản xuất	:	Xem trên bao bì
Địa chỉ	:	Xem trên bao bì
Xuất xứ	:	Xem trên bao bì
Ngày sản xuất	:	Xem trên bao bì
Hạn sử dụng	:	Xem trên bao bì