

MẪU NHÃN SẼ SỬ DỤNG KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



Túi chứa dịch 100ml kèm dây nối

Tên hàng hóa: Túi chứa dịch 100ml kèm dây nối
 Số lưu hành:
 Mã sản phẩm: PP-9900ACB-100
 Nhà nhập khẩu, phân phối và bảo hành: Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Hợp Lực
 Địa chỉ: 114/15/50B Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM
 Hãng sản xuất: Ampall Co., Ltd.
 Địa chỉ: 3F, Annex Hankcook Junja hyeopdong B/D, 114, Gansan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
 Nước sản xuất: Hàn Quốc
 Số Lot/ Serial: Xem trên nhãn gốc
 Ngày sản xuất / Hạn dùng: Xem trên nhãn gốc
 Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát
 Cảnh báo, HDSD, Bảo quản: Xem tài liệu kèm theo

Nhãn gốc

약품백 및 튜빙세트

- ▶ 본 제품의 의료기기입니다.
- ▶ 제조업 허가번호 : 제 2187호 ▶ 제조등록 허가번호 : 제 11-1261호
- ▶ 사용목적 : 의약품 주입장치용 약액백 및 카테터로 전자식 주입장치에 연결하여 약액백에 있는 약물을 환자의 정맥이나 골막 의 피하에 주입하는 기기입니다.
- ▶ 멸균방법 : 감마선멸균 ▶ 사용횟수 : 일회용 제품
- ▶ 유효기간 : 제조일로부터 3년
- ▶ 제조사 : (주)에이엠피엘 (Tel. 82-2-858-2839-41)
- ▶ 서울 중관구 가산디지털2로 114 한국전자정보산업3층
- ▶ 사용방법, 주의사항, 보관 및 저장방법은 사용설명서 참조.
- ▶ 제품명 : 직접주입용의약품주입용기구


명칭	용량	사용방법
PP-9900ACB-100	약액백용(100ml)	직접주입용(PP-9900) 전용사용
PP-9900ACB-150	약액백용(150ml)	직접주입용(PP-9900) 전용사용
PP-9900ACB-250	약액백용(250ml)	직접주입용(PP-9900) 전용사용
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series 및 직접주입용이 있는 모든 주입 장치에 연결하여 사용 가능 합니다.
PP-9900ACB-IFILE	-	스피링으로 구성된 주입은 직접주입용-직접주입용 연결 가능한 직접주입용(PP-9900) 전용용입니다.

Infusion tubing set

- ▶ This is a medical equipment.
- ▶ Manufacture Permit : No.2187 ▶ License Number : No.11-1261
- ▶ Purpose of Use : Drug bag for medical infusion pump and catheters connected to electronic infusion pump into patient's vein, epidural or subcutaneous.
- ▶ Sterilization Method : Gamma-radiation sterilization
- ▶ Validity : 3years
- ▶ Manufacturer : AMPALL Co., Ltd (Tel.82-2-858-2839-41)
- ▶ 3F Annex Hankcook Junja Hyeopdong B/D, 114, GansanDigital 2Ro, KumcheonGu, Seoul.
- ▶ Operating Method and Caution : Refer to the User Manual
- ▶ Product Name : Direct Medical Injection Equipment

Model	Volume	Description
PP-9900ACB-100	100ml	I.V set of PP-9900
PP-9900ACB-150	150ml	I.V set of PP-9900
PP-9900ACB-250	250ml	I.V set of PP-9900
PP-9900ACB-EXT	-	I.V Accessory for PP-9900ACB series and all I.V set with infusion set.
PP-9900ACB-IFILE	-	I.V Accessory for PP-9900 and SPINE Line.

EC REP Amelanoseweg 7
 3621 ZC Broukeien, The Netherlands
 Tel : +31 (0)85 007 3220
 Chamber of Commerce : 53305159



유효기간
 제조일자
 LOT
 시소번호

一次性使用输液连接管套装

- ▶ 본 제품의 의료기기입니다.
- ▶ 제조업 허가번호 : 제 2187호 ▶ 제조등록 허가번호 : 제 11-1261호
- ▶ 사용목적 : 본 제품은 주입장치에 사용 하는 약액백입니다
- ▶ 사용방법 : 전자식 주입장치에 연결하여 약액백에 있는 약물을 환자의 정맥이나 골막 의 피하에 주입하는 기기입니다.
- ▶ 멸균방법 : 감마선멸균 ▶ 사용횟수 : 일회용 제품
- ▶ 유효기간 : 제조일로부터 3년
- ▶ 제조사 : (주)에이엠피엘 (Tel. 82-2-858-2839-41)
- ▶ 서울 중관구 가산디지털2로 114 한국전자정보산업3층
- ▶ 사용방법, 주의사항, 보관 및 저장방법은 사용설명서 참조.
- ▶ 제품명 : 직접주입용의약품주입용기구

구분	용량	사용방법
PP-9900ACB-100	약액백 100ml	직접주입용 (PP-9900) 사용
PP-9900ACB-150	약액백 150ml	직접주입용 (PP-9900) 사용
PP-9900ACB-250	약액백 250ml	직접주입용 (PP-9900) 사용
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series 및 직접주입용이 있는 모든 주입 장치에 연결하여 사용 가능 합니다.
PP-9900ACB-IFILE	-	스피링으로 구성된 주입은 직접주입용-직접주입용 연결 가능한 직접주입용(PP-9900) 전용용입니다.

Пачка медикаментов и комплект тубинга

- ▶ Данная продукция является медицинским аппаратом.
- ▶ Лицензионный номер производства : No.2187
- ▶ Лицензионный номер артикула изготовления : No.11-1261
- ▶ Цель использования : Это аппарат для ввода медикаментов, которые наводятся в пачку медикаментов. В наружную и внутреннюю кожу шприц или тубуляри мозгавой оболочкой пациента. Соединяя внешний вводный насос с помощью пачки медикаментов и катетера для вводного насоса медикаментов.
- ▶ Метод дезинфекции : Дезинфекция гамма-луча
- ▶ Число пользования : Однообразное употребление
- ▶ Срок действия : 3 года с даты изготовления
- ▶ Производитель : AMPALL (Tel. 82-2-858-2839-41)
- ▶ Seoul, Gyeonggi-do, Gansan digital 2 doroga 114, отдельное стоящее здание кооператива корейской электротехнологии, 3 этаж
- ▶ Способ применения : метод введения смотрите инструкцию к оборудованию
- ▶ Название продукции : Аппарат ввода медикаментов для прямого ввода

Модель	Объем	Способ применения
PP-9900ACB-100	100ml	Прямое введение (PP-9900) использование
PP-9900ACB-150	150ml	Прямое введение (PP-9900) использование
PP-9900ACB-250	250ml	Прямое введение (PP-9900) использование
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series 및 직접주입용이 있는 모든 주입 장치에 연결하여 사용 가능 합니다.
PP-9900ACB-IFILE	-	스피링으로 구성된 주입은 직접주입용-직접주입용 연결 가능한 직접주입용(PP-9900) 전용용입니다.

STERILE R