

MẪU NHÃN SẼ SỬ DỤNG KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Túi chứa dịch 150ml kèm dây nối




Tên hàng hóa: Túi chứa dịch 150ml kèm dây nối
 Số lưu hành:
 Mã sản phẩm: PP-9900ACB-150
 Nhà nhập khẩu, phân phối và bảo hành: Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Hợp Lực
 Địa chỉ: 114/15/50B Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM
 Hãng sản xuất: Ampall Co., Ltd.
 Địa chỉ: 3F, Annex Hankook Junja hyeopdong B/D, 114, Gansan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
 Nước sản xuất: Hàn Quốc
 Số Lot/ Serial: Xem trên nhãn gốc
 Ngày sản xuất / Hạn dùng: Xem trên nhãn gốc
 Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát
 Cảnh báo, HDSD, Bảo quản: Xem tài liệu kèm theo

Nhãn gốc

약품백 및 튜빙세트
 ▶ 본 제품은 의료기기입니다.
 ▶ 제조업 허가번호 : 제 2187호 ▶ 제조품목 허가번호 : 제 11-1261호
 ▶ 사용목적 : 의약품 주입용프 중 약용백 및 카테터로 환자의 수혈혈관에 연결하여 약물을 투여하는 약용백 환자의 정맥이나 골막 외 피하로 주입하는 기기입니다.
 ▶ 멸균방법 : 감마선살균 ▶ 사용횟수 : 일회용 제품
 ▶ 유효기간 : 제조일로부터 3년
 ▶ 제조사 : (주)에이엠피(Tel. +82-2-858-2839-41)
 ▶ 사용방법, 주의사항, 보관 및 저장방법은 사용설명서 참조
 ▶ 제품명 : 직접주입용의약품주입장치구

형명	용량	사용방법
PP-9900ACB-100	약용백용량100ml	약용백용량PP-9900 연결용
PP-9900ACB-150	약용백용량150ml	약용백용량PP-9900 연결용
PP-9900ACB-250	약용백용량250ml	약용백용량PP-9900 연결용
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series 및 튜빙세트의 모든 주입 소액이 연결되어 사용 가능 합니다.
PP-9900ACB-EXT	-	소액이 연결 주입 가능한 모든 약용백이나 약용백 연결 가능한 약용백용량 PP-9900 연결용입니다.



Infusion tubing set
 ▶ This is a medical equipment.
 ▶ Manufacture Permit : No.2187 ▶ License Number : No.11-1261
 ▶ Purpose of Use : Drug bag for medical infusion pump and catheter connected to electronic infusion pump into patient's vein, epidural or subcutaneous.
 ▶ Sterilization Method : Gamma-radiation sterilization
 ▶ Validity : 3years
 ▶ Manufacturer : AMPALL Co., Ltd(Tel. +82-2-858-2839-41)
 ▶ 3F Annex Hankook Junja Hyeopdong B/D, 114, Gansan Digital 2Ro, Geumcheon-gu, Seoul.
 ▶ Operating Method and Caution : Refer to the User Manual
 ▶ Product Name : Direct Medical Injection Equipment

Model	Volume	Description
PP-9900ACB-100	100ml	IV set of PP-9900
PP-9900ACB-150	150ml	IV set of PP-9900
PP-9900ACB-250	250ml	IV set of PP-9900
PP-9900ACB-EXT	-	IV Accessory for PP-9900ACB series and all IV set with extension cord.
PP-9900ACB-EXT	-	IV Accessory for PP-9900 and SP-IF Line.

Amersandweg 7
 3621ZC Broukelen, The Netherlands
 Tel: +31 (0)85 097 3220
 Chamber of Commerce : 53395159

一次性使用输液连接管套装
 ▶ 本产品为医疗器械
 ▶ 制造许可证号：第 2187号 ▶ 制造品目许可号：第 11-1261号
 ▶ 使用目的：本产品与输液泵配合使用，用于药液输入
 ▶ 灭菌方法：伽马射线灭菌 ▶ 使用次数：一次性
 ▶ 使用期限：三年
 ▶ 制造商：AMPALL TEL+82-2-858-2839-41
 ▶ 首尔特别市钟路区加山街 114 号 3 层韩国电子合同制 3 层
 ▶ 使用方法、注意事项、保管及储存方法请参见说明书
 ▶ 产品名称：一次性使用输液连接管套装

型号	规格	使用办法
PP-9900ACB-100	药液袋 100ml	配合输液泵 (PP-9900) 使用
PP-9900ACB-150	药液袋 150ml	配合输液泵 (PP-9900) 使用
PP-9900ACB-250	药液袋 250ml	配合输液泵 (PP-9900) 使用
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series 系列管路以及其附件有连接使用 (PP-9900) 使用
PP-9900ACB-EXT	-	可以输入药液袋 (药) 可与配合输液泵 (PP-9900) 使用

Пачка медикаментов и комплект тубинга
 ▶ Данная продукция является медицинским аппаратом.
 ▶ Лицензионный номер производства : No.2187
 ▶ Лицензионный номер артикула изготовления : No.11-1261
 ▶ Цель использования : Это аппарат для ввода медикаментов, которые находятся в пакках медикаментов, в наружную и внутреннюю кожу, мышцы или твердой мозговой оболочке пациента, соединяя электронный вводный насос с помощью пачки медикаментов и катетера для вводного насоса медикаментов.
 ▶ Метод дезинфекции : Дезинфекция гамма луча
 ▶ Число пользования : Одноразовое использование
 ▶ Срок действия : 3 года с даты изготовления
 ▶ Производитель : AMPALL | TEL+82-2-858-2839-41 | Seoul, Geumcheon-gu, Gansan digital 2-ro, Gansan digital 2-ro, Seoul, Korea.
 ▶ Способ применения, метод хранения см.руководство пользователя в руководстве.
 ▶ Назначение продукции : Аппарат ввода медикаментов для прямого ввода

Модель	Объем	Способ применения
PP-9900ACB-100	100ml	Соединяется с инфузионным насосом (PP-9900)
PP-9900ACB-150	150ml	Соединяется с инфузионным насосом (PP-9900)
PP-9900ACB-250	250ml	Соединяется с инфузионным насосом (PP-9900)
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series, все детали, аксессуары и комплектующие для инфузионного насоса (PP-9900) можно использовать.
PP-9900ACB-EXT	-	PP-9900ACB series, все детали, аксессуары и комплектующие для инфузионного насоса (PP-9900) можно использовать.

