

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Máy rung rửa siêu âm

Chủng loại: UC-80/150/300/400

Cơ sở sản xuất: Sturdy Industrial Co., Ltd

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mô hình	UC-80	UC-150
Kích thước bể bên trong (m / m)	150 x 135 x 100	295 x 150 x 100
Kích thước cơ thể bên ngoài (m / m)	175 x 160 x 210	320 x 175 x 240
Dung tích bồn:	2,0 lít	4,5 lít
Vật chất:	Bể chứa bên trong	ST. ST. SUS 304
	Cơ thể bên ngoài	Hợp kim nhôm (sơn tĩnh điện)
	Che	ST. ST. SUS 304
	Rổ	ST. ST. SUS 304
Tần số đầu ra	46KHz	
Đầu ra siêu âm	80W	150W
Đầu ra bộ làm nóng	1 - 30 phút (có thể điều chỉnh)	
Hạn giờ quay Elec.	N / A	200W
Nhiệt độ bồn thời gian, Bộ điều khiển	N / A	0 - 99°C có thể điều chỉnh
Nguồn năng lượng	110V hoặc 220V AC, 50 / 60Hz, một pha	
Khối lượng tịnh	2,5 KGS	4,5 KGS

Nguyễn Minh Quốc



Mô hình	UC-300	UC-400
Kích thước bể bên trong (m / m)	295 x 240 x 150	495 x 295 x 150
Kích thước cơ thể bên ngoài (m / m)	320 x 265 x 280	530 x 325 x 300
Dung tích bồn:	10,5 lít	22 lít
Vật chất:	Bể chứa bên trong	ST. ST. SUS 304
	Cơ thể bên ngoài	Hợp kim nhôm (sơn tĩnh điện)
	Che	ST. ST. SUS 304
	Rổ	ST. ST. SUS 304
Tần số đầu ra	40KHz	40 KHz
Đầu ra siêu âm	300W	400W
Hạn giờ quay	1 - 30 phút (có thể điều chỉnh)	1 - 99 phút (có thể điều chỉnh)
Đầu ra lò sưởi	400W	400W
Nhiệt độ bồn thời gian, Bộ điều khiển	0 - 99°C có thể điều chỉnh	Phòng Nhiệt độ. 0 - 99°C Có thể điều chỉnh
Nguồn năng lượng	110V hoặc 220V AC, 50 / 60Hz, một pha	
Khối lượng tịnh	8,5 KGS	14 KGS

