

# Dung dịch làm lạnh đèn (Lamp Coolant C)

## 1. Mục đích sử dụng

Dung dịch làm lạnh đèn có chứa chất chống gỉ sét.

## 2. Hướng dẫn sử dụng

Cho một lượng dung dịch làm lạnh đèn vào bình chứa trên máy theo chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn vận hành. Các thao tác nên được thực hiện bởi nhân viên đã được đào tạo.

## 3. Thông tin sản phẩm

Mã hàng: 780656661

Quy cách đóng gói: 400 mL

Bảo quản từ 5 tới 25°C

## 4. Thành phần

Propylene glycol < 10 %

Dung dịch chống gỉ sét < 0.01 %

Chất bảo quản < 0.05 %

## 5. Bảo quản

Bảo quản trong tối, nơi mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

## 6. Trang thiết bị cần bổ sung

Không có thông tin về việc sử dụng kết hợp với trang thiết bị y tế khác.

## 7. Xử lý chất thải

Thải bỏ với thật nhiều nước.

Nếu khối lượng chất thải lớn, cần được xử lý bằng cách ủy quyền cho các công ty xử lý chất thải chuyên nghiệp được chính quyền địa phương chấp thuận.

## 8. Nhà sản xuất

JEOL Ltd

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo 196-8558, Nhật Bản

## 9. Ngày cập hoặc sửa đổi

10/2021

Dựa trên phiên bản hướng dẫn sử dụng gốc

19/12/2017

*Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa nội dung tiếng anh và tiếng việt trong PI gốc và PI tiếng việt, thì nội dung tiếng anh trong PI gốc sẽ được ưu tiên áp dụng*