

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỤNG CỤ KẸP MŨI ĐO HÔ HẤP

REF: 141 110

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Dùng để kẹp lỗ mũi một cách thoải mái, giúp bệnh nhân không hít vào hoặc thở ra bằng mũi trong quá trình đo chức năng hô hấp.

BAO GỒM: Dụng cụ kẹp mũi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thiết kế dễ dàng để sử dụng. Dùng để kẹp hai bên mũi trong quá trình đo chức năng hô hấp, sao cho cánh mũi tiếp xúc với lớp đệm mềm, không gây ra bất kỳ đau đớn nào khi sử dụng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Tất cả nhóm bệnh nhân

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ phòng



GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Quân