



Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Huyết học

**CELL-DYN 3700 SYSTEM Diluent**

Số lưu hành: XXXX-XXXX-XXXX

Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng Đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội. Địa chỉ: tầng 7& 8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Chủ sở hữu trang thiết bị: xem thông tin ở ký hiệu trên nhãn gốc.

Nhà sản xuất: Fisher Diagnostics. Địa chỉ: 8365 Valley Pike, Middletown Virginia, 22645, USA

Xuất xứ: Hoa Kỳ

Số Lô: xem thông tin ở ký hiệu trên nhãn gốc

Ngày hết hạn: xem thông tin ở ký hiệu trên nhãn gốc

Mục đích sử dụng: Dùng cho chẩn đoán in-vitro. Dùng để pha loãng cho đếm và sắp xếp theo kích thước tế bào máu trên máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN 3700.

Dung dịch cũng dùng để vận chuyển mẫu và vệ sinh hệ thống CELL-DYN SMS. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng

K/T Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Đinh Thị Hoàng Yến

Phụ trách đăng ký sản phẩm  
Bộ phận Chẩn Đoán Y Khoa