

# CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM

## *Sub-label*

**Tên TTBYT:** Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của *Trực khuẩn Gram âm hiếu khí* với các thuốc kháng sinh

**VITEK® 2 AST- N412** (Mã sản phẩm: 423936)

**Số lưu hành:**

**Chủ sở hữu số lưu hành:** CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM. **Địa chỉ:** Tầng 10, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.


**Chủ sở hữu TTBYT:** Xem 

**Cơ sở sản xuất TTBYT:** bioMérieux Inc **Địa chỉ:** 595 Anglum Road, Hazelwood, Missouri 63042, Mỹ

**Xuất xứ:** Mỹ

**Đơn vị nhập khẩu:**

**Cơ sở bảo hành:** Sản phẩm dùng 1 lần, không áp dụng

**Số LOT:** Xem 

**Hướng dẫn bảo quản:** Xem 

**Hạn sử dụng:** Xem  (năm-tháng-ngày)

**Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, cảnh báo và các thông tin khác:** Xem “hướng dẫn sử dụng” đi kèm sản phẩm hoặc tra cứu trên <https://dmec.moh.gov.vn/> hoặc <https://resourcecenter.biomerieux.com/>

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

CHEA



# VITEK® 2 AST-N412

**REF****423936**

20

042563 - 03

**LOT**


0142049404



2023-07-07



2022-01-05



(01)03573026622695(17)230707(10)0142049404

**EN** VITEK®2 Systems. For susceptibility testing of clinically significant aerobic Gram-negative bacilli against specified antimicrobials.

**PT** VITEK®2 Systems. Para testes de sensibilidade de bacilos aeróbios Gram-negativos de relevância clínica contra antibióticos específicos.

**FR** VITEK®2 Systems. Pour un antibiogramme des bacilles à Gram négatif aérobies les plus fréquemment rencontrés en microbiologie clinique pour les antibiotiques spécifiés.

**EL** VITEK®2 Systems. Για εξέταση ευαισθησίας κλινικά σημαντικών αερόβιων, αρνητικών κατά Gram βακίλλων σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

**DE** VITEK®2 Systems. Für Empfindlichkeitsprüfung von klinisch relevanten gramnegativen Stäbchen gegen bestimmte Antibiotika.

**DA** VITEK®2 Systems. Til følsomhedstestning af klinisk signifikante aerobe gram-negative baciller imod specificerede antimikrobielle stoffer.

**ES** VITEK®2 Systems. Para pruebas de sensibilidad de bacilos aerobios clínicamente significativos frente a determinados antimicrobianos.

**SV** VITEK®2 Systems. För resistensbestämning av kliniskt signifikanta aeroba gramnegativa baciller mot specifika antimikrobiika.

**IT** VITEK®2 Systems. Per test di antibiogramma di batteri aerobi gram-negativi clinicamente significativi contro antimicrobici specifici.

**PL** Oprogramowanie VITEK®2 Systems. Do oceny wrażliwości klinicznie istotnych tlenowych bakterii Gram-ujemnych na określone antybiotyki.

ug/mL: AN 2,4,16,48; AMC 4/2,16/8,32/16; FEP 0.25,1,4,16,32; SFP 8,16,32; CAZ 0.25,1,2,8,32; CRO 0.12,0.25,1,4,16; CIP 0.06,0.12,0.5,1; CS 0.125,0.5,2,8; ETP 0.03,0.12,0.5,2; GM 4,8,32; IPM 0.5,2,8,16; MEM 0.5,2,6,12; TZP 2/4,8/4,24/4,32/4,32/8,48/8; TGC 1.5,4,8; SXT 1/19,4/76,16/304

(01)03573026622695

(17)230707

(10)0142049404



059481-01

resourcecenter.biomerieux.com



bioMérieux, Inc.  
100 Rodolphe Street  
Durham, NC 27712 USA

**EC REP**

bioMérieux SA  
376, Chemin de l'Orme  
69280 Marcy-l'Étoile - France


+08°C  
+02°C

VITEK® 2 AST-N412

REF 423936

LOT 0142049404



+02°C  +08°C

042565 - 02



2023-07-07



IVD



bioMérieux, Inc.  
100 Rodolphe Street  
Durham, NC 27712 USA

CE



(01)03573026622978

(17)230707

(10)0142049404