


# UNI MODULE UM-6602




## HỆ THỐNG CHĂM SÓC TREO TƯỜNG CHO THEO DÕI CHUNG



Hộp đầu giường cung cấp các đầu ra khí y tế, chuông gọi y tá, ổ cắm điện và đèn chiếu sáng ở các vị trí thuận tiện, dựa theo diện tích phòng, số giường bệnh và loại hình chăm sóc. Ngoài bộ đầu ra khí y tế loại NSV như hình trên, bộ đầu ra loại CPS cũng có thể được cung cấp.

## Các tính năng

- Để phục vụ mục đích chiếu sáng thì đèn chụp, đèn đọc gắn sẵn và đèn ánh sáng gián tiếp gắn sẵn đều có thể được cung cấp.
- Loại và số lượng các đầu ra khí, chuông gọi y tá, các thiết bị đầu cuối, ổ cắm điện ... có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng.
- Để tăng tính an toàn tin cậy và bảo trì tiện lợi, không gian bên trong chia làm ba phần cho khí y tế, điện áp cao và điện áp thấp.
- Model âm tường cũng có thể được cung cấp.



- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1.Đèn gián tiếp    | 10.Đầu ra oxy                            |
| 2.Đèn đọc          | 11.Đầu ra hút                            |
| 3.Dây tín hiệu TV  | 12.Móc treo                              |
| 4.2 ổ điện         | 13.Công tắc đèn đọc và đèn ngủ           |
| 5.Công tắc các đèn | 14.Đế lắp đèn chụp                       |
| 6.Đèn ngủ          | 15.Ổ cắm và công tắc đèn chụp và đèn ngủ |
| 7.Nồi đất          |  |
| 8.Nút gọi y tá     |  |
| 9.Thẻ bệnh nhân    |  |