


BẢNG BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM MODEL MPJ



■ TỔNG QUAN


Bảng báo động trung tâm MPJ là một hệ thống tích hợp đầy đủ có khả năng kiểm soát liên tục 24 giờ tình trạng hoạt động của các khí y tế được sử dụng. Khi có các sự cố bất thường xảy ra trên hệ thống, đèn và còi báo động sẽ hoạt động.

■ CÁC TÊN GỌI VÀ CHỨC NĂNG



STT	Tên gọi	STT	Tên gọi
1	Hộp	5	Nút tắt báo động
2	Tâm bề mặt	6	Nút kiểm tra
3	Tên khí (1~8 khí)	7	Đèn nguồn
4	Đèn báo động	8	Đèn báo bình thường

■ BIỂU ĐỒ THỜI GIAN



*Cấu hình và hình thức có thể được thay đổi mà không báo trước.

CENTRAL UNI CO.,LTD.

Head office : 2-3-16 Nishikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0065 /TEL : +81-3-3556-8122 /FAX : +81-3-3556-1572

International department : 5-1-1Maigaoka, Kokuraminami-ku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan 802-0823 /TEL+81-93-963-8331/FAX : +81-93-963-8291

Branches : Hokkaido/Tohoku/Tokyo/Nagoya/Osaka/Hiroshima/Kyushu

Factory : Kokura(Fukuoka)

URL : <http://www.central-uni.co.jp>