

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

BÔNG GẠC ĐẤP VẾT THƯƠNG

1. Yêu cầu chung:

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng sản phẩm BÔNG GẠC ĐẤP VẾT THƯƠNG do Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành sản xuất và phân phối.

2. Công dụng:

Dùng trong y tế

3. Thông số kỹ thuật :

Bông gạc đắp vết thương được sản xuất từ vải dệt hút nước hoặc vải không dệt hút nước và bông 100% cotton, có độ thấm hút cao. Bông có màu trắng đồng nhất, không mùi, không lẫn tạp chất, dơ dợn ngoại lai. Sản phẩm bao gồm 3 lớp : 2 lớp ngoài là vải dệt hoặc vải không dệt có độ thấm hút cao, lớp trong là bông 100% cotton có độ thấm hút cao.

Sản phẩm bông đắp vết thương được sản xuất đa dạng về kiểu dáng, kích thước phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Một số quy cách thường gặp : 5cm x 7cm, 6cm x 10cm, 6cm x 15cm, 6cm x 20cm, 6cm x 22cm, 8cm x 15cm, 8cm x 20cm, 10cm x 10cm, 10cm x 20cm, 15cm x 20cm, 20cm x 20cm, ...

4. Bao gói

Bông gạc đắp vết thương không vô trùng được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm, đóng trong thùng catton có lớp nylon bảo quản.

Bông gạc đắp vết thương vô trùng được đóng trong túi tiệt trùng, có đầy đủ thông tin sản phẩm đóng trong thùng catton có lớp nylon bảo quản.

Số lượng, trọng lượng : phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của khách . Một số quy cách thường gặp 1 cái/ gói, 5 cái/ gói, 10 cái/ gói, 50 cái/ gói,....

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Vệ sinh tay
- Kiểm tra HSD và bao gói sản phẩm
- Mở bao đựng sản phẩm
 - Lấy và sử dụng sản phẩm theo yêu cầu điều trị hoặc theo nhu cầu sử dụng
- Sau khi sử dụng xong, bỏ sản phẩm đã qua sử dụng vào khu vực xử lý rác thải theo quy định

6. Chống chỉ định : Không có

7. Cảnh báo an toàn: Tránh tiếp xúc với nguồn điện cao và ngọn lửa trực tiếp, không đè vật nặng lên.

8. Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo đảm bảo vệ sinh

9. Vận chuyển : Sản phẩm được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có mái che mưa nắng, hợp vệ sinh. Không được để các vật nặng đè lên thùng sản phẩm tránh làm vỡ thùng, làm hỏng sản phẩm

10. Thông tin tra cứu : Ngày sản xuất, ngày tiệt trùng, hạn sử dụng xem trên tem nhãn bao bì

11. Thông tin liên hệ :

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Địa chỉ: Lô 52,53,54 Đường N3 cụm CN An Xá - Mỹ Xá - TP. Nam Định

ĐT: 0228 3 666 968

Fax : 0228 3 672 311

Website://www.anlanhgauze.com

Nam Định, Ngày 28 Tháng 06 Năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG SỞ



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CHÍ DŨNG