

MẪU NHÃN

Dụng cụ thử phát hiện chất gây nghiện Morphine

Chủng loại: Que thử (Strip), Khay thử (Cassette), Cốc thử (Cup).

Thành phần: Dụng cụ thử, cốc nhựa, hướng dẫn sử dụng.

Đóng gói: 1 sản phẩm /túi.

Số lưu hành:.....

Công dụng: Là dụng cụ giúp phát hiện nhanh sự có mặt của chất gây nghiện Morphine và các chất chuyển hóa của nó (Morphine/Heroin /Opiates) trong nước tiểu người, khi nồng độ chất này vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 300 ng/mL.

Cách sử dụng: Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Cảnh báo: Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp

NSX,HSD,LOT: Xem trên bao bì trực tiếp của sản phẩm.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Nhà sản xuất: Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd.

Địa chỉ: Room 203, Building 6, Electronic Information Industrial Park, No.2 Haiyang South Road, Chengnan Street, Rugao City, Jiangsu Province, P.R.China.

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty Cổ phần Y Tế Quốc Tế VNT

Địa chỉ: N07-BT.02, Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

