



HQ MEDICAL ., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0106140448

Địa chỉ: Số 185 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 572 1040 / 0912 85 1386 / 0975 386 368 Fax: 043 572 1040
Email: thietbityehoangquan@gmail.com / info@thietbityehoangquan.com
Website: thietbityehoangquan.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Quân

Số 185 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: **Que tăm bông vô trùng**

Hướng dẫn sử dụng:

- Xé túi nilon bọc que tăm bông bên ngoài ra, xoay nhẹ mở nắp que tăm bông. Tay cầm vào phần nhựa nắp của đầu que: quyết lấy phần bệnh phẩm cần xét nghiệm.
- Đưa que tăm bông đã có mẫu bệnh phẩm mang ngay tới phòng cần xét nghiệm để để soi tươi hoặc cấy vi sinh thì dùng môi trường chuyên trở và đưa ngay tới phòng thí nghiệm để khảo sát.

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Ngọc