

Số: 178/CV/STOMACH/VT-SYT

Tp.HCM ngày 23 tháng 08 năm 2017

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Dây thông dạ dày: đường kính ống (OD): 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr**

Thành phần cấu tạo và đặc tính:

- Ống thông và đầu nối được làm từ nhựa PVC y tế
- Đầu nối được thiết kế thích hợp, giúp kết nối chắc chắn và nhanh chóng
- Ống dây mềm, dẻo giúp thuận tiện khi thao tác
- Màu sắc: trắng tự nhiên
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng EOG (Ethylene oxide gas)
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2008; ISO 13485

Phương pháp lưu trữ, bảo quản

- Không bảo quản nơi ẩm ướt, nơi nhiệt độ và độ ẩm cao
- Không để nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào
- Chú ý không làm bẹp hay gập cong sản phẩm
- Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng

Quy cách đóng gói:

- 1 bộ/bao tiệt trùng

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



*KS. Phạm Thị Hoài Thu*