

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hoàng Quân Việt Nam

Số 19 Hẻm 387/63/6 Vũ Tông Phan – Khuong Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: Dây oxy (Nasal Oxygen cannula)

- Xé túi đựng bên ngoài. Một đầu kết nối với mặt nạ thở oxy, đầu còn lại kết nối với bình hoặc hệ thống thở oxy.
- Cho bệnh nhân nằm ở tư thế thoải mái nhất, đưa 2 đầu nhánh còn lại của dây oxy vào mũi bệnh nhân điều chỉnh cho phù hợp.
- Không tái sử dụng sản phẩm, không sử dụng sản phẩm đã hư và rò rỉ hay túi chứa khí oxy bị rách, thủng.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
CƠ PHÂN
PHÁT TRIỂN
HOÀNG QUÂN
VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc