



VT Production

THÔNG TIN CHUNG VỀ MẪU NHÃN CỦA SẢN PHẨM

- Tên sản phẩm, bao gồm tên thương mại (nếu có)
- Tên cơ sở (trụ sở chính)
- Địa chỉ và thông tin liên lạc của trụ sở chính
- Tên địa điểm sản xuất (chi nhánh) nếu có
- Địa chỉ chi nhánh
- Thông tin nhà phân phối
- Ngày sản xuất (NSX), và hạn sử dụng (HSD)
- Số đăng ký lưu hành
- Các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đạt chuẩn, bao gồm các hệ thống quản lý chất lượng.
- Xuất xứ
- Chú giải các biểu tượng/ký hiệu trên nhãn:



Mã sản phẩm



Latex free- Không có cao su tự nhiên



Số lô/ ngày sản xuất



Chỉ sử dụng 1 lần



Hạn sử dụng



Không sử dụng sản phẩm hư hỏng




Tiêu chuẩn ISO
13485:2016
9001:2015



Sản phẩm được tiệt trùng
bằng khí EO



Medical device- Sản phẩm y tế



Nhiệt độ bảo quản

AAMI Level

1

2

3

4

Least protective Most protective →

Tiêu chuẩn AAMI các cấp độ



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION
332/201/20E Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh



VT Production

HÌNH ẢNH MẪU NHÃN ĐẠI DIỆN THAM KHẢO



VT Production

Tên sản phẩm: **ÁO PHẪU THUẬT CAO CẤP L**

Mã sản phẩm: **G102T1**

Số lượng: **50 cái/thùng**



NSX: 27042022 HSD: 26042025
Số lưu hành: 220001192/PCBA-HCM



Chỉ sử dụng một lần

STERILE EO

Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN**

Địa chỉ: 44 đường 30, Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39 007 008

Cơ sở sản xuất: **CÔNG TY TNHH NTI VINA**

Địa chỉ: Số 33, đường số 7, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ sở hữu: **CTY CP SX VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION**

Địa chỉ: 332/201/20E Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0889 664 664



VT Production

**ÁO PHẪU THUẬT CAO CẤP L
SURGICAL STANDARD GOWN L**

| Mô tả | Số lượng | Kích thước (cm) |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Khăn gói | 1 | 60 x 60 |
| Áo phẫu thuật cao cấp L | 1 | 132 x 152 |
| Khăn thấm | 1 | 35 x 40 |

REF **G102T1**



Áp dụng: Sử dụng để bảo vệ bệnh nhân và bác sĩ trong các ca phẫu thuật.

Số lưu hành: 220001192/PCBA-HCM

LOT 27042022 26042025



Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN** Chủ sở hữu: **CTY CP SX VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION**

Địa chỉ: 44 đường 30, Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39 007 008

Cơ sở sản xuất: **CÔNG TY TNHH NTI VINA**

Địa chỉ: Số 33, đường số 7, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Địa chỉ: 332/201/20E Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0889 664 664

STERILE EO

MD



ISO



Sản xuất tại Việt Nam

0889 664 664
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ Y TẾ
VT PRODUCTION
HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION
 332/201/20E Đường Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh



VT Production

HÌNH ẢNH MẪU NHÃN ĐẠI DIỆN THAM KHẢO

VT Production
BỘ KHĂN TỔNG QUÁT
UNIVERSAL PACK

| Mô tả | Số lượng | Kích thước (cm) |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Khăn trải bàn dụng cụ | 1 | 140 x 190 |
| Bảng kéo OP | 1 | 10 x 50 |
| Khăn thấm | 4 | 35 x 40 |
| Khăn phủ đầu | 1 | 150 x 250 |
| Khăn phủ chân | 1 | 100 x 200 |
| Khăn phủ bên | 2 | 80 x 90 |

AAMI Level
 1 2 3 4
 Least protective ————— Most protective

REF D-226

Áp dụng: Bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật tổng quát.

LOT 15052022 **14052025**

Số lưu hành: 220001192/PCBA-HCM

Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN**
 Địa chỉ: 44 đường 30, Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 028 39 007 008 Chủ sở hữu: **CTY CP SX VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION**
 Địa chỉ: 332/201/20E Đường Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0899 664 664

Cơ sở sản xuất: **CÔNG TY TNHH HTI VINA**
 Địa chỉ: Số 33, đường số 7, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

STERILE EO **MD** **ISO 13485:2015**

Sản xuất tại Việt Nam

VT Production
ÁO PHẪU THUẬT L
SURGICAL GOWN L

| Mô tả | Số lượng | Kích thước (cm) |
|-----------------|----------|-----------------|
| Khăn gói | 1 | 60 x 60 |
| Áo phẫu thuật L | 1 | 132 x 152 |
| Khăn thấm | 1 | 35 x 40 |

AAMI Level
 1 2 3 4
 Least protective ————— Most protective

REF G002T1

Áp dụng: Sử dụng để bảo vệ bệnh nhân và bác sĩ trong các ca phẫu thuật.

Số lưu hành: 220001192/PCBA-HCM

LOT 27042022 **26042025**

Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN**
 Địa chỉ: 44 đường 30, Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 028 39 007 008 Chủ sở hữu: **CTY CP SX VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION**
 Địa chỉ: 332/201/20E Đường Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0899 664 664

Cơ sở sản xuất: **CÔNG TY TNHH HTI VINA**
 Địa chỉ: Số 33, đường số 7, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

STERILE EO **MD** **ISO 13485:2015**

Sản xuất tại Việt Nam

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
 Giám đốc



HOÀNG GIA BẢO

