

Tên hàng hóa: **Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế)** Model: **Drypro model 832**
Cơ sở sản xuất: **Konica Minolta Technoproducts Co.,Ltd** - Địa chỉ: **2-2-1 Hirose-dai, Sayama-shi, Saitama, 350-1328, Nhật Bản**
Hãng chủ sở hữu: **Konica Minolta, Inc.** Địa chỉ: **1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Nhật Bản**
Xuất xứ: **Nhật Bản** Số Seri: **xem trên bao bì.**
Số lưu hành: Ngày xuất xưởng: **xem trên thiết bị**

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn : laser bán dẫn
- Kích thước điểm ảnh : 78.6µm
- Khả năng xử lý : 90 phim / giờ
- Loại phim sử dụng : khô, SD-Q
- Số khay chứa phim : chuẩn 1 khay, có thể mua thêm 1 khay nữa
- Kích thước máy : 599 × 585 × 570 mm (1 khay); 599 x 585 x 722 (2 khay)
- Trọng lượng máy : 95 kg (1 khay), 117 (2 khay)

Nguồn điện: 220 – 240V, 6A, 50/60Hz.

Ứng dụng: Dùng để in phim X-quang khô laser sau khi chụp X-quang, CT, MRI,.....

Cảnh báo: không chồng các khay lên nhau, để máy theo đúng chiều mũi tên.

Hướng dẫn sử dụng: xem tài liệu kèm theo thiết bị

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ từ -20°C đến 60°C, độ ẩm 20% - 90%, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Đơn vị nhập khẩu và bảo hành: Công ty CP Thiết bị vật tư y tế 2H

Địa chỉ: 18 Đường số 43, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 028.7303 6696

Email: 2hmedicaljsc@gmail.com

Đại diện cơ sở đăng ký



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mỹ Duyên

Tên hàng hóa: Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế) Model: Drypro model 873
Cơ sở sản xuất: Konica Minolta Technoproducts Co.,Ltd - Địa chỉ: 2-2-1 Hirose-dai, Sayama-shi, Saitama, 350-1328, Nhật Bản
Hãng chủ sở hữu: Konica Minolta, Inc. Địa chỉ: 1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản Số Seri: xem trên bao bì
Số lưu hành: Ngày xuất xưởng: xem trên thiết bị

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn: laser bán dẫn
- Kích thước điểm ảnh : 78.6µm/43.75µm
- Khả năng xử lý: 180 phim / giờ
- Loại phim sử dụng: khô, SD-Q / SD-QC/ SD-QM
- Số khay chứa phim: chuẩn 2 khay, có thể mua thêm 1 khay nữa
- Kích thước máy: 599 × 585 × 1150 mm (2 Khay)
- Trọng lượng máy: 152 kg

Nguồn điện: 220 – 240V, 6A, 50/60Hz.

Ứng dụng: Dùng để in phim X-quang khô laser sau khi chụp X-quang, CT, MRI,.....

Cảnh báo: không chồng các khay lên nhau, để máy theo đúng chiều mũi tên.

Hướng dẫn sử dụng: xem tài liệu kèm theo thiết bị

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ từ -20°C đến 60°C, độ ẩm 20% - 90%, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Đơn vị nhập khẩu và bảo hành: Công ty CP Thiết bị vật tư y tế 2H

Địa chỉ: 18 Đường số 43, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 028.7303 6696

Email: 2hmedicaljsc@gmail.com

Đại diện cơ sở đăng ký



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mỹ Duyên