

Tên hàng hóa: Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế) Model: Drypro Sigma2
Cơ sở sản xuất: Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited – Trung Quốc (sản xuất cho Konica Minolta – Nhật Bản)
Hãng chủ sở hữu: Konica Minolta, Inc. Địa chỉ: 1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc Số Seri: xem trên bao bì
Số lưu hành: Ngày xuất xưởng: xem trên thiết bị

Thông số kỹ thuật:

- Loại phim sử dụng : phim khô SD-S, 125 tấm /hộp
- Khả năng xử lý : gần 70 phim / giờ đối với cỡ phim 14”×17” và 110 phim/giờ đối với cỡ 8”×10”
- Kích thước điểm ảnh : 50µm (508 dpi)
- Giao diện ngõ vào : Ethernet 10 base-T/100base-T/1000 base-T
- Số học chứa phim : chuẩn 2
- Cỡ phim : 14”×17” (35×43cm), 11”×14” (28×35cm), 10”×12” (25×30cm) và 8”×10” (20×25cm)
- Kích thước : 626 × 649 × 666 mm
- Trọng lượng : 79 kg

Nguồn điện: 200 – 240V, 4A, 50/60Hz.

Ứng dụng: Dùng để in phim X-quang khô laser sau khi chụp X-quang, CT, MRI,.....

Cảnh báo: không chồng các khay lên nhau, để máy theo đúng chiều mũi tên.

Hướng dẫn sử dụng: xem tài liệu kèm theo thiết bị

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ từ -40°C đến 55°C (-40°F đến 131°F), độ ẩm 5% - 90%, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Đơn vị nhập khẩu và bảo hành: Công ty CP Thiết bị vật tư y tế 2H

Địa chỉ: 18 Đường số 43, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 028.7303 6696

Email: 2hmedicaljsc@gmail.com

Đại diện cơ sở đăng ký



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mỹ Duyên

Tên hàng hóa: **Máy in phim khô laser (Máy in phim X-quang y tế)** Model: **Drypro Sigma**
Cơ sở sản xuất: Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited – Trung Quốc (sản xuất cho Konica Minolta – Nhật Bản)
Hãng chủ sở hữu: Konica Minolta, Inc. Địa chỉ: 1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc Số Seri: xem trên bao bì
Số lưu hành: Ngày xuất xưởng: xem trên thiết bị

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn laser: Laser bán dẫn
- Loại phim: phim khô SD-S
- Kích thước điểm ảnh: 78µm
- Tốc độ xử lý: lên đến 45 phim/giờ (đối với phim 14" x 17" (35x43cm))
- Kích thước/Trọng lượng máy
- Rộng 597mm x Sâu 649mm x Cao 463mm / 54 kg

Nguồn điện: 200 – 240V, 4A, 50/60Hz.

Ứng dụng: Dùng để in phim X-quang khô laser sau khi chụp X-quang, CT, MRI,.....

Cảnh báo: không chồng các khay lên nhau, để máy theo đúng chiều mũi tên.

Hướng dẫn sử dụng: xem tài liệu kèm theo thiết bị

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ từ -40°C đến 55°C (-40°F đến 131°F), độ ẩm 5% - 90%, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Đơn vị nhập khẩu và bảo hành: Công ty CP Thiết bị vật tư y tế 2H

Địa chỉ: 18 Đường số 43, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 028.7303 6696

Email: 2hmedicaljsc@gmail.com

Đại diện cơ sở đăng ký



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mỹ Duyên