

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
Hãng sản xuất: DEWIMED
Xuất xứ: ĐỨC

1. Trước khi sử dụng phải xem xét các điểm sau đây
Kiểm tra các tạp chất dính trên bề mặt
2. Dụng cụ cần được hấp tiệt trùng khi đưa vào sử dụng theo quy định của cơ sở y tế
3. Sau khi sử dụng cần xử lý tuân theo hướng dẫn khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ của cơ sở sử dụng
4. Bảo quản trong môi trường khô, thoáng mát và không có bụi bẩn. Tránh các dao động nhiệt độ lớn trong phòng lưu trữ dụng cụ để tránh sự tích tụ hơi nước trên bề mặt dụng cụ

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hà