

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ

Địa chỉ: A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM

Ngày 31 tháng 05 năm 2022

Thiết bị: Môi trường rã đông trứng/phôi

Model: VT602 (91121)

Hãng sản xuất: Kitazato Corporation

Nước sản xuất: Kitazato Corporation

Hướng dẫn sử dụng:

Làm theo các bước trong quy trình của hãng sản xuất đưa ra, như sau:

- Chuẩn bị môi trường trước khi rã: Để nguội và cho vào đĩa chuyên dụng. Đĩa chứa môi trường rã đặt ở 37<sup>0</sup>C, các môi trường cân bằng để ở nhiệt độ phòng
- Tiến hành rã: Kết hợp với các dụng cụ rã đi kèm, cho dụng cụ chứa trứng/phôi đã trữ vào môi trường đã chuẩn bị theo đúng thứ tự và thời gian quy định.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Bà Trương Tuyết