

Description Mô tả	Hướng dẫn sử dụng nút ống nghiệm D16mm tiết trùng	Catalog No. + Version Mã bao bì + (phiên bản)	402003V01VN
Size Kích thước	297x210 mm	Content Editor/Date Soạn nội dung/Ngày	
Material Chất liệu	Giấy offset double A 70gsm/80gsm	Designer/Date Người thiết kế	<i>[Signature]</i>
Processing Gia công	In 01 mặt	Design Date Ngày thiết kế	28/06/2022
Printing Color Màu sắc in	In 01 màu	Design Review/Date Xem lại thiết kế/ngày	<i>[Signature]</i> P.X.H
Customer Rev./Date Y kiến khách hàng/Ngày		Content Review/Date Xem lại nội dung/Ngày	28/06/2022
		Approved/Date Phê duyệt/Ngày	<i>[Signature]</i>
		Effective Date Ngày có hiệu lực	
Customer App./Date Khách hàng duyệt/Ngày		Receiving Dept. Bộ phận nhận tài liệu	<input type="checkbox"/> DCC <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> KHVT <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/> SX



GIÁM ĐỐC
Đào Đình Khôi



 M.S.D.N.010089499
 CÔNG TY
 TNHH
 POLYGR
 VIỆT N
 H. HOÀI ĐỨC - T

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**Nút Ống Nghiệm D16mm Tiệt Trùng (Test Tube Plug D16mm Sterilized)****I. Mô tả hàng hóa**

- Nút ống nghiệm D16mm được sử dụng kết hợp với sản phẩm ống nghiệm (không nút) để thu thập, vận chuyển, xử lý mẫu xét nghiệm.
- Được làm từ nhựa PP hoặc PE nguyên sinh, màu xanh, đỏ, vàng, trắng... thay đổi tùy theo yêu cầu sử dụng.
- Sản phẩm được đóng gói, tiệt trùng theo tiêu chuẩn áp dụng.

II. Mục đích sử dụng

- Sử dụng kết hợp với sản phẩm ống nghiệm (không nút) để thu thập, vận chuyển, xử lý mẫu xét nghiệm.

III. Hướng dẫn sử dụng

- Sản phẩm được thiết kế để sẵn sàng sử dụng.

IV. Cảnh báo thận trọng và các vấn đề khác

- Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn dùng.
- Không sử dụng sản phẩm nếu có dấu hiệu bị hỏng, bao bì rách và hỏng.
- Đeo găng tay bảo hộ, đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Sản phẩm sử dụng 1 lần.
- Tuân thủ các quy định xử lý rác thải sau khi sử dụng.
- Vận chuyển nhẹ nhàng, tránh ném hay làm rơi làm ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm.

V. Hạn sử dụng và bảo quản

- 5 năm kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Các ký hiệu

	Chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro		Số lô		Nhà sản xuất
	Mã sản phẩm		Số lượng		Chỉ dùng một lần
	Tránh ánh nắng mặt trời		Hạn dùng		Không dùng khi bao gói bị hỏng
	Tham khảo HDSD				

 CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM

CCN Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ISO13485

