

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Xác nhận bằng chữ ký số

GIÁM ĐỐC

Uông Tuấn Phương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON XL - Disposable Tips (Mã sản phẩm: X0015)

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

LIAISON XL - Disposable Tips (Mã sản phẩm: X0015) là đầu côn dùng một lần, dùng trong chẩn đoán *in vitro*, được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON XL trong quá trình thực hiện các xét nghiệm LIAISON XL.

Đầu côn dùng để lấy và phân phối chính xác thể tích mẫu cần sử dụng.

Cả đầu côn dùng một lần và khay đều không được tái sử dụng và phải được thải bỏ sau khi hoàn thành quy trình xét nghiệm.

Chỉ sử dụng các đầu côn dùng một lần đã được DiaSorin phê duyệt.

2. NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

- 1 hộp vận chuyển (shipping box) chứa 12 hộp sử dụng (user box).
- Mỗi hộp sử dụng chứa 6 khay, mỗi khay chứa 96 đầu côn dùng một lần.
- 576 đầu côn / hộp sử dụng, tổng 6912 đầu côn / hộp vận chuyển.
- Để biết thêm thông tin chi tiết (như hiệu năng của các xét nghiệm LIAISON XL), tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của xét nghiệm tương ứng.

3. THAO TÁC

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm LIAISON XL.

4. BẢO QUẢN

- Bảo quản sản phẩm (chưa mở nắp) trong hộp gốc ở 0 – 30°C.
- Bảo quản sản phẩm tránh ánh sáng mặt trời hoặc môi trường ẩm thấp.
- Sau mỗi lần sử dụng, đóng nắp hộp sản phẩm để tránh gây tạp nhiễm cho đầu côn.
- Không sử dụng sản phẩm quá hạn ghi trên nhãn.

5. CẢNH BÁO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chung khi thao tác với các hóa chất trong phòng xét nghiệm.
- Tất cả chất thải cần được xử lý cẩn thận và cần được thải bỏ theo quy định của phòng xét nghiệm và luật pháp hiện hành ở mỗi quốc gia.
- Nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, thông báo ngay cho đại diện của DiaSorin tại khu vực. Trong trường hợp này, không sử dụng các đầu côn trước khi được chấp thuận bởi DiaSorin.
- Bất kì đầu côn dùng một lần nào không được đảm bảo về độ sạch hoặc tính toàn vẹn (ví dụ đầu

côn bị rơi xuống đất) đều không được sử dụng trên hệ thống và cần được thải bỏ ngay.

- Chỉ sử dụng các đầu côn trên các khay trong hộp sử dụng cho máy xét nghiệm LIAISON XL. Không nạp thủ công các đầu côn vào khay để tránh gây nhiễm và đảm bảo có thể truy xuất theo số lô.
- Không tái sử dụng đầu côn.
- Không tái sử dụng các khay chứa đầu côn.
- Chỉ sử dụng sản phẩm với mục đích chuyên môn.

Cơ sở sản xuất: Eppendorf Polymere GmbH

Địa chỉ: Sebenter Weg 39, 23758 Oldenburg i.H., Germany

Chủ sở hữu sản phẩm: DiaSorin S.p.A.

Địa chỉ: Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC), Italy