

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS SỐ 04:2022/PQ**

**SẢN PHẨM:
MŨ Y TẾ
CHUNG LOẠI: MSPQ**

Hà Nội, 2022

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TCCS 04:2022/PQ

Tên cơ sở : Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý
Địa chỉ : Cụm 2, thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
Đại diện : Ông Nguyễn Danh Quý
Chức vụ : Tổng Giám đốc

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số : TCCS 01:2022/PQ
Áp dụng cho sản phẩm : MỸ Y TẾ
Chủng loại : MSPQ
Xuất xứ : Việt Nam
Sản xuất tại : Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

TP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỘC
Nguyễn Danh Quý

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Quốc Hội khoá XI ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội khoá XII ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
- Căn cứ vào khả năng sản xuất và nhu cầu của Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2022/PQ áp dụng cho sản phẩm MŨ Y TẾ, chủng loại: MSPQ mà đơn vị đang sản xuất, phân phối kèm theo quyết định này.

Điều 2: Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng ban có liên quan;
- Lưu VP.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Danh Quý

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2022/PQ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04:2022/QĐ-PQ Ngày 19/5/2022 của Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý)

I. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm MŨ Y TẾ, chủng loại: MSPQ là trang thiết bị y tế sử dụng một lần do Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý sản xuất và phân phối.

Sản phẩm MŨ Y TẾ có tác dụng che phủ và bảo vệ phần đầu người sử dụng khỏi vi khuẩn, bụi bẩn và giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm như giọt bắn khi tiếp xúc với người có bệnh hoặc môi trường có dịch bệnh.... Sản phẩm được sử dụng trong môi trường y tế, môi trường có nguy cơ gây hại đối với sức khỏe con người.

II. Tài liệu viện dẫn

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia QCVN 01: 2017/BCT: Về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về “Nhận hàng hóa

III. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Tổng quan

- Ngoại quan: Bề mặt mịn, không có xơ vải và chỉ thừa;
- Vật liệu: Vải không dệt không thấm nước, chống tĩnh điện, dây chun bo viền có độ đàn hồi không gây khó chịu cho người sử dụng;
- Kích thước: Theo các kích cỡ: S,M,L, XL hoặc theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo che phủ phần đầu và có dây chun bo viền.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

STT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Yêu cầu
1	Ngoại quan	Bề mặt mịn, không có xơ vải và chỉ thừa, dây chun bo viền có tính đàn hồi
2	Hàm lượng Fomaldehyt (mg/kg)	≤ 75

3	Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo (mg/kg)	≤ 30
---	---	-----------

3.4. Hướng dẫn sử dụng

- Mở túi lấy sản phẩm ra và đội lên đầu, đảm bảo mũ che kín phần đầu người sử dụng

Cảnh báo: Sử dụng an toàn khi bao gói không bị rách hở, loại bỏ sản phẩm sau khi sử dụng.

4. Đóng gói và ghi nhãn

4.1. Đóng gói

Sản phẩm MŨ Y TẾ được đóng gói 01 chiếc/ túi hoặc theo yêu cầu của đơn đặt hàng.

4.2. Ghi nhãn

Nhãn sản phẩm phải được thể hiện theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và các văn bản hiện hành khác của nhà nước gồm có: Tên sản phẩm, tên, địa chỉ cơ sở sản xuất; Lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng, thông tin cảnh báo, hướng dẫn bảo quản, số công bố sản phẩm, số tiêu chuẩn

5. Bảo quản

Sản phẩm được bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn lửa

6. Hạn sử dụng

Hạn sử dụng: 03 năm từ ngày sản xuất

7. Vận chuyển

Sản phẩm được vận chuyển bằng xe thích hợp, thùng xe đảm bảo có mái che tránh nước mưa, tránh nhiệt, thùng xe sạch sẽ