

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ma số/ Ref. No: TSL4220700757-1

Trang/ Page No: 1/1

- Tên khách hàng/ Client's Name : **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA**
- Địa chỉ/ Client's Address : **Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) received : **08/07/2022**
- Ngày phân tích mẫu/ Date of Performance of Test : **08/07/2022**
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : **13/07/2022**
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : **Dung dịch sát khuẩn Povidone - Iodine 10%**
- Mô tả mẫu/ Sample Description : **Mẫu đựng trong chai nhựa**
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	LS Tổng số bào tử nấm men nấm mốc / Spores of yeasts and moulds	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	Ref. Dược điển VN V phụ lục 13.6
2	LS Escherichia coli / Escherichia coli	Không phát hiện/ Not Detected	/mL	-	Dược Điển VN V - phụ lục 13.6
3	LS Chì (Pb) / Lead (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	TS-KT-QP-06:2019
4	LS Asen (As) / Arsenic (As)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	TS-KT-QP-06:2019
5	LS pH / pH	6.12	-	-	TS-KT-HCB-040:2019

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**) : Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.
- LS,LH,LC: Ký hiệu mã chi nhánh/ Branch code: LS – CN HCM, LH – CN Hà Nội, LC – CN Cà Mau.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN



GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam
Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

TS-TTCL-7.8/BM-04

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.