

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số: 107/2022

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC**
Địa chỉ: Lô 8 – CN 18, khu công nghiệp Khai Quang, Khai Quang –
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3721 107
Fax: 0211 3721 108
E-mail : info@lavitec.vn
Website: lavitec.vn

CÔNG BỐ:

* Tiêu chuẩn: **TCCS 107:2022/LVT. MEGASEPT SURFANY – DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT**

* Áp dụng cho hàng hoá:

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MEGASEPT SURFANY

Doanh nghiệp cam kết kinh doanh hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 07 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM QUANG ĐẠT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ LAVITEC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 107:2022/LVT

MEGASEPT SURFANY
DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
– YÊU CẦU KỸ THUẬT

Vĩnh Phúc, năm 2022



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

 CÔNG TY CPCN LAVITEC	MEGASEPT SURFANY DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	TCCS 107:2022/LVT
		Có hiệu lực từ ngày 13/07/2022

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn TCCS 107:2022/LVT áp dụng cho dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế dùng trong lĩnh vực y tế MEGASEPT SURFANY được sản xuất và kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ LAVITEC.

2. MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Mục đích sử dụng: xịt khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế.
- Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 %(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0,45 %(w/w).

3. ƯU ĐIỂM:

- MEGASEPT SURFANY có hiệu quả diệt khuẩn nhanh, phổ diệt khuẩn rộng bao gồm vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương, các loại nấm, mốc.
- Dung dịch pha sẵn, dễ dàng sử dụng.

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	MỨC CHẤT LƯỢNG
1.	Cảm quan	Dung dịch đồng nhất trong suốt
2.	Tỷ trọng ở 20°C, g/ml	0,95 ÷ 1,05
3.	Độ pH ở 20°C	6,00 – 8,00
4.	Hàm lượng Didecyl dimethyl ammonium chloride (% w/w)	0,2975 ÷ 0,4025
5.	Hàm lượng Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (% w/w)	0,3825 ÷ 0,5175

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


- Dung dịch pha sẵn để sử dụng (không pha loãng).
- Mang bảo hộ lao động: khẩu trang, găng tay cao su khi sử dụng chế phẩm.
- Xịt trực tiếp dung dịch nguyên chất lên các bề mặt trang thiết bị y tế cần khử khuẩn bằng bình xịt mini cầm tay. Đảm bảo bề mặt cần khử khuẩn luôn ướt chế phẩm trong thời gian tối thiểu 1 phút. Thời gian cách ly: 1 phút sau khi sử dụng chế phẩm. Sau đó, lau khô bề mặt trang thiết bị y tế bằng khăn vô khuẩn.

6. PHƯƠNG PHÁP THỬ:

- Cảm quan theo: Nhìn mắt thường
- Tỷ trọng theo: Máy đo tỷ trọng
- Độ pH của dung dịch: Máy đo độ pH- F22

1337
CÔNG TY
HÀNG
NGHỆ
LAVITEC
T.VIN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

 <p>CÔNG TY CPCN LAVITEC</p>	MEGASEPT SURFANY DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	TCCS 107:2022/LVT
		Có hiệu lực từ ngày 13/07/2022

7. ĐÓNG GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN:

7.1. Bao gói:

- Chai 1L, can 5L.

7.2. Ghi nhãn:

- Ghi nhãn theo quy định tại 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.
- Nội dung ghi nhãn hàng hóa được thể hiện đầy đủ trên bao bì sản phẩm.
- Nhãn phải được ghi rõ ràng bằng mực không phai và dán ở vị trí dễ nhìn, thống nhất trên tất cả các đơn vị bao gói.

7.3. Bảo quản:

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.
- Bảo quản trong thùng kín, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.
- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

7.4. Vận chuyển:

- Sản phẩm được vận chuyển bằng mọi phương tiện.

