

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓNG KÉO SỎI MẬT

- Dùng trong nội soi để loại bỏ sỏi ra khỏi ống mật.
- Bóng kéo sỏi, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng, có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang).
- Đường kính bơm bóng: 15-18-20 mm
- Vị trí ra thuốc cản quang: phía trên bóng
- Tương thích guidewire: guidewire đi trong lòng dụng cụ
- Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), phần kết nối với ống soi (C-hook), thiết kế theo dạng chữ V (V-Sheath).

GIÁM ĐỐC



HUE CHIGROUP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUE CHI
MSDN: 0307712251

Nguyễn Thị Huệ Chi