


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỐNG HÚT DỊCH PHẪU THUẬT

- Dùng kết nối với máy hút để hút dịch trong khi phẫu thuật.
- Sản phẩm đã tiệt trùng, không sử dụng khi bao bì bị rách, hở. Chỉ dùng 1 lần.
- Xé bao bì.
- Kết nối với máy hút và đầu hút dịch
- Sử dụng theo hướng dẫn của bác sỹ.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Huệ Chi**