

NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm: GEL SIÊU ÂM

Mã sản phẩm: Ultrasound Gel (SONOMED GEL); Ultrasound Gel (SKYGEL)

NK & PP: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

Địa chỉ: 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 028 3863 9201 – 028 3866 5909

Di động: 090 7146 679

Email: tbhoangkim@gmail.com

Nhà SX: SKYLER BIOTECH SDN BHD

ISD MEDITECH SDN BHD

Địa chỉ NSX: No. 26, Jalan TPP 1/6, Taman Perindustrian Puchong, 47160 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No. 9, Jalan Karburetor 34/25, Seksyen 34, Off Jalan Bukit Kemuning, 40470 Shah Alam, Selangor D.E. Malaysia.

Nước SX: Malaysia

Số lượng, Ngày SX, HSD: Xem trên bao bì

Qui cách đóng gói:

HDSĐ:

- Thoa nhẹ một lớp gel vừa đủ lên vùng da cần chẩn đoán hoặc đầu dò
- Tiến hành siêu âm
- Dùng khăn lau sạch sau khi khám

Số lưu hành:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM



Nguyễn Thị Phương Châm