

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM

1	Sản phẩm	Tên sản phẩm	Que thử xét nghiệm định tính LH (Que phát hiện thời điểm rụng trứng)		
		Chủng loại	Power Test One Step Quick Show LH		
		Định dạng	Que thử		
		Mẫu phẩm	Nước tiểu		
		Ngưỡng phát hiện	25mIU/mL LH		
		Độ chính xác ngẫu nhiên	100%		
		Độ chính xác ngẫu nhiên lặp	100%		
		Phản ứng chéo	Sản phẩm không có phản ứng chéo với các chất và nồng độ: hCG (1000 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) và TSH (1000 mIU/ml)		
		Chất gây nhiễu	Sản phẩm không bị ảnh hưởng độc kết quả với các chất có nồng độ sau:		
			Chất	Nồng độ	
			Ascorbic Acid	20mg/dL	
			Atropine	20mg/dL	
			Bilirubin	2mg/dL	
			Triglycerides (serum or plasma)	1200 mg/dL	
Caffeine	20mg/dL				
Gentisic Acid	20mg/dL				
Glucose	2mg/dL				
Hemoglobin	1mg/dL				
Thời gian xét nghiệm:	5 phút				
Phương pháp xét nghiệm	Sắc ký miễn dịch dòng chảy một chiều				
Quy cách đóng gói	01 Hộp. Mỗi hộp xét nghiệm bao gồm: 1. Test thử: 5 cái 2. Cốc đựng nước tiểu: 05 cái				
2	Chỉ định	Que thử phát hiện thời điểm rụng trứng là thiết bị tự kiểm tra. Sản phẩm dùng để dự đoán ngày rụng trứng ở người thông qua xét nghiệm định tính hormones LH (Luteinizing Hormone) trong nước tiểu.			
3	Liều dùng	Căn cứ vào tình trạng chu kỳ kinh nguyệt mà sử dụng tối thiểu 1 lần là 5 test thử với trường hợp kinh nguyệt đều. Trường hợp kinh nguyệt không đều sử dụng ≥ 10 test			
4	Hạn dùng	24 tháng trong túi kín, 1 giờ sau khi mở túi.			
5	Bảo quản	Bảo quản nhiệt độ phòng (4-30°C). Tránh đông băng			
6	Tiêu chuẩn sản xuất	TCCS 07:2022/PSC			

Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PSC
HÀ NỘI
H. MÊ LINH - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Sơn