


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DÂY THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC (CPAP)

I. Lắp ráp và sử dụng:



- 1 Lắp các bộ phận của bộ dây lại theo hướng dẫn. Đảm bảo gắn chặt và đúng vị trí.
- 2 Kết nối bộ dây với máy thở và giao diện thở của bệnh nhân (ví dụ: mặt nạ thở, mũ trùm oxy, cannula...).
- 3 Thực hiện leak test để đảm bảo bộ dây không bị rò rỉ. Thực hiện thêm đo trở kháng và độ giãn nở nếu cần.
- 4 Tiến hành sử dụng như hướng dẫn của máy thở đang dùng. Theo dõi đảm bảo bộ dây hoạt động bình thường.

II. Quy trình loại bỏ sau khi sử dụng

- 1 Tháo bỏ bộ dây khỏi bệnh nhân.
- 2 Tháo bộ dây khỏi máy thở.
- 3 Loại bỏ theo quy trình của bệnh viện.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Trần Thủy Nhã Uyên
GIÁM ĐỐC
TRẦN THUY NHẢ UYÊN