



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO

Số 20, ngõ 116 Phố Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 0243.776.5118

Fax: 04.776.5117

Email: merinco.sales@gmail.com Website: <http://merinco.vn/>

Silicon Stomach tube
Xông nuôi ăn silicon
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÔ TẢ

Xông/ ống nuôi ăn silicon sử dụng dài ngày chất liệu silicon dài 125cm

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Sử dụng để đặt qua đường mũi vào dạ dày để nuôi ăn đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân

QUI TRÌNH

- 1- Mở bao gói
- 2- Kiểm tra bằng mắt thường đảm bảo không bị ướt, thủng, hở.
- 3- Kiểm tra độ thông của ống để đảm bảo ống thông suốt không bị tắc.
- 4- Đặt ống thông vào dạ dày theo đúng qui chuẩn chuyên môn y tế.
- 5- Nối ống thông với túi nuôi ăn hoặc xy lanh bơm thức ăn.

LƯU Ý

- 1- Không sử dụng khi sản phẩm bị hỏng, hoặc đã bị mở trước đó, sử dụng 1 lần.
- 2- Đọc kỹ về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
Sản phẩm chỉ dùng 1 lần cho 1 bệnh nhân. Không tiết trùng và sử dụng lại



Đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Thanh Thủy