

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MIẾNG NGÁNG MIỆNG

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA

Địa chỉ: Số 82 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mục đích/Chỉ định sử dụng	Giúp miệng bệnh nhân mở trong quá trình nội soi và bảo vệ dây soi
Hướng dẫn sử dụng	Đặt miếng ngáng miệng vào miệng bệnh nhân và vòng dây qua đầu, đưa dây soi vào qua miếng ngáng miệng
Chống chỉ định	Nội soi dạ dày, họng
Cảnh báo và thận trọng	Việc tái sử dụng, tái chế hoặc tiết trùng có thể tạo ra nguy cơ nhiễm bẩn thiết bị hoặc nguyên nhân bệnh nhân nhiễm trùng, hoặc lây nhiễm chéo, bao gồm nhưng không giới hạn, lây truyền bệnh truyền nhiễm (các) bệnh từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Việc nhiễm bẩn thiết bị có thể dẫn đến gây thương tích, bệnh tật hoặc cái chết của bệnh nhân.
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan Anh