



Vinacontrol CE®

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tel: 1800.6083 - Email: vncc@vncc.vn - Web: www.vncc.vn

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM MẪU Số: 03528/TBYT.ĐL/VNCC

Đối tượng thử nghiệm:	BÀN TÍT
Phương pháp thử nghiệm:	Theo yêu cầu của đơn vị đề nghị
Cơ sở sản xuất:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM&SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Số 48, Đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã sản phẩm:	BT
Nơi sản xuất:	Việt Nam
Thời gian thử nghiệm:	31/05/2022 – 01/06/2022

I. Các chỉ tiêu thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm
1	Kiểm tra bên ngoài
2	Kiểm tra kỹ thuật
3	Kiểm tra đo lường
3.1	Kiểm tra kích thước

II. Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ: $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Độ ẩm: $60 \pm 5\%$

III. Kết quả thử nghiệm (*):
(Xem trang sau)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

THỬ NGHIỆM VIÊN

Nguyễn Văn Đức

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM ĐỊNH
THIẾT BỊ Y TẾ VÀ ĐO LƯỜNG
Nguyễn Văn Sáu




GIÁM ĐỐC
Đỗ Thịnh Cường

Trang: /
N° of paper

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức Vinacontrol CE (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Vinacontrol CE).

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (*)

TT	Thử nghiệm	Kết quả	Đánh giá
1	Kiểm tra bên ngoài		
1.1	Kiểm tra tổng quan	Bàn tit có kết cấu cân đối, không lộ các góc cạnh sắc. Vít và các chi tiết cố định. Chân làm bằng hộp Inox 30x60. Toàn bộ các chi tiết làm bằng inox đều được đánh bóng bề mặt nhẵn nhụi. Bàn tit tháo rời sử dụng bánh xe đẩy 50 mm có khóa. Xe có 4 bánh xe, hai bánh có phanh.	Phù hợp
1.2	Kiểm tra khung vỏ	Khung vỏ cứng cáp, chắc chắn, Không phát hiện ra sự biến dạng tại bất kì vị trí nào.	Phù hợp
2	Kiểm tra kỹ thuật	Các mối hàn phải bền chắc, không bị cháy thủng. Các mối hàn ngẫu, không khuyết lõm, rỗ nứt.	Phù hợp
3	Kiểm tra đo lường		
		Kết quả đo chiều dài: 485 mm	
		Kết quả đo chiều rộng: 335 mm	
		Kết quả đo chiều cao: 700 mm	
		Khung mặt bàn đỡ khay làm bằng hộp 10x20x0.6mm	
		Khay kích thước : 494 x 344 mm	
3.1	Kiểm tra kích thước		Phù hợp

Trang: /
N^o of paper

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức Vinacontrol CE (This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Vinacontrol CE).