

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở công bố lưu hành trang thiết bị y tế : CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYỄN
2977/14 Quốc Lộ 1, Khu Phố 5, P. Tân Thới Nhất, Q12, Tp.HCM

Ngày 14 tháng 07 năm 2022

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế : BỘ GỬI NẤP SỢ	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dùng để giữ lạnh hộp sọ trong quá trình di chuyển đến nơi cấy ghép.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Thành phần: - Khăn lông 34x80: 01 cái - Khăn lông 30x30: 01 cái - Bình đá : 01 cái
1.3	Mục đích/Chi định sử dụng	Sản phẩm được để giữ lạnh hộp sọ trong quá trình di chuyển đến nơi cấy ghép.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Xé bao bì và sử dụng sản phẩm bên trong
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không sử dụng khi bao bì sản phẩm không còn nguyên vẹn
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Nguyễn Thị Hiền Nhân
GIÁM ĐỐC