

Elecsys ACTH

cobas e analyzers

H317
P261,P272,P280
P333+P313,P362+P364
P501



REF 08946710190

CONTENT 100

M 6.5 mL
R1 8 mL
R2 8 mL



COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

07020295001 (1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

01

IVD **CE** 0123 2-8 °C

dialog.roche.com



cobas[®]

Pos.1 - 08809330700 - V1

ACTH

REF (240)08946710190

GTIN

(01)07613336170588

UDI



LOT (10)00000000

2000-01-31

2000-01-01

01



Pos.2 - 08809348700 - V1

Elecsys ACTH

[REF] 08946710190

For USA: [CONTENT]

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated monoclonal anti-ACTH antibody (mouse) 0.3 mg/L
- R2** Monoclonal anti-ACTH antibody (mouse) labeled with ruthenium complex 0.3 mg/L




Rx only

01



Pos.3 - 08809356700 - V1





ACTH
Elecsys 2340
08946710

M	6.5 mL
R1	8 mL
R2	8 mL


1

[LOT] 00000000


 2000-01-31

 2-8 °C

[IVD]

0101 

00000429467296



Pos.4 - 08809372700 - V1

ACTH

097

1

LOT 00000000

2000-01-31




H317

07021127(1)

00000429467296

0101

Roche



Pos.5 - 08809364700 - V1

Nhãn sản phẩm
Elecsys ACTH (08946710190)

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH
Elecsys ACTH**

Mã sản phẩm: 08946710190

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:


Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , Số lô: xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991