

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỦA CHỦ SỞ HỮU TTBYT

Xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở


GIÁM ĐỐC

Uông Tuấn Phương

Technical Specifications IonoKit

PRODUCT INFORMATION	
Name of product	IonoKit
Product reference	I01KIT01
Packaging	IonoCal : 6x5 mL IonoTrol : 1x5 mL IonoClean : 1x5 mL IonoCleanNa : 1x5 mL
Storage	15-25°C

PARAMETER	SPECIFICATIONS			TEST METHOD
	Target	+/-	Units	Analyser
IonoCal				
Na +	40,00	7	mmol/L	IONIX
K+	16,00	0,5		
Cl -	49,00	7		
Ca ++	6,00	0,3		
pH	7,30	0,3	NA	pH meter
IonoTrol				
Na +	140,0	7	mmol/L	IONIX
K+	4,0	0,5		
Cl -	100,0	7		
Ca ++	1,20	0,3		
pH	7,30	0,3	NA	pH meter
IonoClean				
pH	8	0.5	NA	pH meter
IonoCleanNa				
pH	4	1.0	NA	pH meter

DATE AND AUTHORIZED SIGNATURE	
Name and function of signatory: Alice GARRA, Chief Quality Officer 	Made in: Saint Jean d'Ilac On the: 10/03/2022