



HQ MEDICAL ,, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0106140448

Địa chỉ: Số 185 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 572 1040 / 0912 85 1386 / 0975 386 368 Fax: 043 572 1040

Email: thietbityehoangquan@gmail.com / info@thietbityehoangquan.com

Website: thietbityehoangquan.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Quân

Số 185 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: **Đầu côn xanh**

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Dùng Micropipet lắp vào Típ đầu côn đã được cắm sẵn trong hộp hoặc khuôn mẫu sau đó nhúng đầu tips vào dung dịch, nhấn nút bơm Micropipet từ từ để hút dung dịch, hút xong giữ yên 1 giây rồi từ từ rút tips ra khỏi dung dịch.
- Giữ pipet thẳng đứng đưa đầu tips vào ống nghiệm.ấn nút bơm để lấy hết dung dịch ra khỏi tips sau đó thả tips đã dùng vào thùng rác.

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY



GIAM ĐỐC

Hoàng Thị Ngọc