



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN**  
Mã số thuế: 0106140448

Địa chỉ: Số 185 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại: 043 572 1040 / 0912 85 1386 / 0975 386 368 Fax: 043 572 1040  
Email: thietbiytehoangquan@gmail.com / info@thietbiytehoangquan.com  
Website: thietbiytehoangquan.com

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Quân**

Số 185 phố Kim Hoa, Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tên vật tư y tế tiêu hao: **Đầu côn vàng**

### Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Dùng Micropipet lắp vào Típ đầu côn đã được cắm sẵn trong hộp hoặc khuôn mẫu sau đó nhúng đầu tip vào dung dịch, nhấn nút bơm Micropipet từ từ để hút dung dịch, hút xong giữ yên 1 giây rồi từ từ rút tip ra khỏi dung dịch.
- Giữ pipet thẳng đứng đưa đầu tip vào ống nghiệm.ấn nút bơm để lấy hết dung dịch ra khỏi tip sau đó thải tip đã dùng vào thùng rác.

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**



*CHAM ĐỐC*  
*Hoàng Thị Ngọc*