



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: G22-T7/191

Tên mẫu : BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ CHỐNG NƯỚC- URGO KINGGO
Model: DR24
Nơi SX & gửi mẫu : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME
Địa chỉ : Khu 4, phố Cây, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Mã số mẫu : G22 - 3391
Ngày nhận mẫu : 18/07/2022
Thời gian thử nghiệm : Từ 18/07/2022 đến 25/07/2022

Tình trạng mẫu khi nhận: Sản phẩm gồm 2 phần: Băng (Chất liệu PE trong suốt và co giãn) và Gạc (Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không gây kết dính). Mỗi miếng đựng trong từng bao riêng. Nhãn đầy đủ, rõ ràng.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1.01.	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	cfu/cm ²	KPH	ĐENVN V
1.02.	Tổng số nấm men - nấm mốc	cfu/cm ²	KPH	ĐENVN V
1.03	Pseudomonas aeruginosa	cfu/cm ²	KPH	ĐENVN V
1.04	Staphylococcus aureus	cfu/cm ²	KPH	ĐENVN V
1.05	Hình thức: Có các lớp băng, gạc, kết dính chống thấm nước.	-	Đạt như mô tả	Cảm quan

KPH: là không phát hiện

Nam Định, ngày 25 tháng 07 năm 2022

Phòng Kiểm tra chất lượng

Giám đốc trung tâm

Lê Tuấn Anh



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
BÙI HẢI YẾN

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu gửi.
- Thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
- Không được sao chép một phần kết quả này khi chưa được sự đồng ý của PTN.
- Chỉ tiêu được đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Phòng thí nghiệm sẽ không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm nếu hết thời gian lưu hoặc không có mẫu lưu.
- Thời gian lưu mẫu: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả.