

# CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME

Địa chỉ: Khu 4, phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu 4, phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ CHỐNG NƯỚC- URGO KINGGO

#### 1. Mô tả:

Thành phần

- Băng: Chất liệu PE trong suốt và co giãn
- Gạc: Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không gây kết dính
- Chất dính: keo nóng chảy dạng hạt.

#### 2. Mục đích sử dụng:

- Giúp bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm,...

#### 3. Hướng dẫn sử dụng:

- Làm vệ sinh, lau khô vết thương trước khi dán băng.
- Thay băng hàng ngày

#### 4. Cảnh báo và thận trọng:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

#### 5. Điều kiện bảo quản:

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

#### 6. Cơ sở sở hữu TTBYT

Công ty TNHH công nghệ y tế và dược phẩm Dcareme

Địa chỉ: Khu 4, phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

ĐT 0904233668 Fax:

#### 7. Cơ sở sản xuất

Công ty TNHH công nghệ y tế và dược phẩm Dcareme

Địa chỉ: Khu 4, phố Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

ĐT: 0904233668. Fax:

#### 8. Cơ sở phân phối

Công ty TNHH Thương mại và phát triển tổng hợp Nam Cường

Địa chỉ: TDP Sơn Bì, TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

ĐT: 0904233668. Fax:

