

NHÃN CHÍNH

Phía trước máy



Phía sau máy

MEDICA

100/120V~250V~, F0.8A 230V~250V~, F0.4A
100/120V/230V~50/60 Hz, 0.8/0.8/0.4A

For 100-120 VAC operation, the voltage selection switch must be in the 110 position.
Pour un fonctionnement à 100-120 V.c.a., le commutateur de tension doit être réglé à 110.
Per il funzionamento con 100-120 VCA, l'interruttore di selezione della tensione deve essere in posizione 110.
Para operación a 100-120 VCA, el interruptor de selección de voltaje deberá estar en la posición 110.
Para operação com corrente de 100-120 VAC, o interruptor-selector de tensão deverá estar na posição "110".
Dla napięcia 100-120 VA, przełącznik zasilania należy ustawić w pozycji 110.
Für den 100-120 VAC betrieb muss der spannungs vorwaehtschalter in der position 110 sein.

SN 

 (01)
(11)
(21)
(240)
(422)

GTIN
PROD DATE
SERIAL
MODEL
ORIGIN US




LISTED
LAWSON/LOANER
72X

 Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Energie Europe, Wiltonstraat 15
NL-2213 Bf The Hague, The Netherlands



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Luân Thanh

NHÃN PHỤ

Máy xét nghiệm khí máu EASYBLOODGAS

Số công bố:

Số sêri:

Chủ sở hữu số công bố- Cơ sở nhập khẩu- Cơ sở bảo hành: **Công ty TNHH Vạn Niên**

Địa chỉ: 51/ 228, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà sản xuất: **Medica Corporation**

Địa chỉ: 5 Oak Park Drive, Bedford, MA 01730-1413, Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Ngày sản xuất:

Hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật: Đi kèm với sản phẩm